

## Aanmeetaadvies multifocale Proclear® 1 day-lens

Verschillende klanten.  
Eén simpel  
aanmeetaadvies.

### Eenvoudige lensselectie door een unieke aanpak.

- Center-near asferisch ontwerp
- Progressief oplopend sterkteprofiel
  - Behoudt verziendheid en beperkt visuele beperkingen
- Versterking van zicht in het niet-dominante oog
  - Optimaliseert het zicht dichtbij en op middellange afstand met behoud van binoculariteit
  - Accommodeert het oog tot een leessterkte van +2.50
- Voor een natuurlijkere visuele beleving



### Aanmeetaadvies

**Stap 1** Controleer de refractie en bepaal welk oog dominant is.

**Stap 2 Dominant oog:** Kies een lens met de juiste vertesterkte.

**Niet-dominant oog:** Kies een lens met de aanbevolen versterking van het zicht toegevoegd aan de voorgeschreven sterkte, conform noodzakelijke leessterkte voor de cliënt:

Leessterkte cliënt	Versterking van het zicht
tot +1.00	<b>Geen versterking van het zicht nodig</b>
+1.25 tot +1.75	<b>+0.75 D</b>
+2.00 tot +2.50	<b>+0.75 D tot +1.00 D</b>

**Voorbeeld refractie: -2.00 OU met +1.75 ADD**

#### Recept multifocale Proclear 1 day

Dominant oog                      Niet-dominant oog

**-2.00**

**-1.25**

**Stap 3** Laat het oog aan de lenzen wennen, voordat u het zicht beoordeelt. Als de cliënt tevreden is, kunt u de lenzen afleveren.

### Tips

Voor betere verziendheid voert u een overrefractie (met beide ogen open) uit in stappen van +/- 0.25 D uit bij het dominante oog. Veel specialisten vinden dat toevoeging van +0.25 D aan het dominante oog in stap 2 verziendheid verbetert.

Voor betere bijziendheid voert u een overrefractie (met beide ogen open) uit in stappen van +/- 0.25 D uit bij het niet-dominante oog.

## Aanmeetadvies multifocale Proclear® 1 day-lens

# Eén innovatieve aanpak. Extra redenen om Proclear te kiezen.

### Verbeterd bijziendheid zonder verstoring van verziendheid.

- Lenzendragers kunnen gemakkelijker aan de lens wennen bij elke nieuwe fase van presbyopie
  - Ontworpen met één sterkteprofiel
  - Minder aantasting van verziendheid
- Lensontwerp draagt bij aan eenvoudiger aanmeten van passende lens
  - Kortere consulten en minder vervolfbezoeken
- Breed, efficiënt parameterbereik
- Nieuwe aanpak voldoet aan nog meer eisen van de drager van daglenzen

### Verskillende cliënten. Eén Proclear.

#### Corrigeert elk oog afzonderlijk, maar houdt binoculariteit in stand

- Gebruikt per oog de juiste sterkte voor beter dichtbij zien, maar beperkt veraf zien nauwelijks
- Stuur elk oog onaangetast signaal, zodat de hersenen een natuurgetrouwer beeld kunnen opbouwen

#### Aanzienlijke verbetering vergeleken met monovisie

- Behoudt binoculair samenvoegen bij hogere leessterktes en biedt daarom beter zicht dan monovisie
- Verbeterd dieptezicht, zicht op middellange afstand en nachtzicht
- Echt multifocaal lensontwerp

## Productspecificaties

### Multifocale Proclear 1 day-lens

<b>Sterkte</b>	<b>+6.00 tot -10.00 (stappen van 0.25; stappen van 0.50 vanaf -6.00)</b>
<b>LEESSTERKTE</b>	<b>Ontworpen met één sterkteprofiel</b>
Basiscurve	8,7 mm
Diameter	14,2 mm



CooperVision™