



CooperVision®  
Live Brightly.®

# Guide de spécifications produits



## Gamme MyDay®

### MyDay®



Lentilles de contact journalières de haute performance pour porteurs exigeants.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
-12.00D à +8.00D  
(par 0.50D de  
-6.00 à +5.00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Conception**  
Asphérique

**Matériau / Teneur H2O**  
stenfilcon A / 54%

**Rayon de courbure** 8.4mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

### MyDay® toric



Lentilles de contact journalières de haute performance pour les porteurs astigmatés.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
+0.50D à +6.00D à  
+6.00dpt (par 0.50dpt)  
  
-6.00D à +0.25D Plano  
à -6.00dpt  
(par 0.25dpt)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Puissance cylindrique**  
-0.75 à -1.75

**Matériau / Teneur H2O**  
stenfilcon A / 54%

**Axe**  
10° à 20°  
70° à 80°  
90° à 100°  
110° à 160°  
170° à 180°

**Rayon de courbure** 8.6mm

**Diamètre** 14.5mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

**Conception**  
Optimised  
Toric Lens  
Geometry™

-10.00D à -6.50D -2.25 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

-6.50dpt à  
-10.00dpt  
(par 0.50dpt)

### MyDay® multifocal



Lentilles de contact journalières de haute performance pour les porteurs presbytes.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
+8.00D à -10.00D  
(par 0.25D)

**Puissance cylindrique**  
-10.50D à -12.00D  
(par 0.50D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Addition**  
Low : Add totale ≤ +1,25D  
Medium : Add totale +1,50 & +1,75D  
High : Add totale ≥ +2,00D

**Matériau / Teneur H2O**  
stenfilcon A / 54%

**Rayon de courbure** 8.4mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Conception**  
Binocular Progressive System™  
• Add LOW : Asphérique, VP centrale, large zone VL  
• Add MEDIUM : Asphérique VP centrale, zone VP/VI élargie  
• Add HIGH : VP centrale sphérique, double zone de VI

## Gamme clariti<sup>®</sup> 1 day

### clariti<sup>®</sup> 1 day



Une lentille en Silicone Hydrogel, dernière génération, accessible en prix.<sup>1</sup>

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
-10.00 à +8.00  
D sauf Plan et + -  
0.25 (par 0.50D au  
delà de +/-6.00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Conception**  
Asphérique

**Matériau / Teneur H2O**  
somofilcon A / 56%

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.1mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Oui  
**Teinte de visibilité** Non

### clariti<sup>®</sup> 1 day toric



Forte transmissibilité de l'oxygène,<sup>2</sup> confort, excellent rapport qualité-prix<sup>†</sup> et la praticité d'une lentille de contact journalières.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
-9.00D to +4.00D  
(par 0.25D, par  
0.50D de -6.50D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 5  
lot de 30

**Puissance cylindrique**  
-0.75 to -2.25  
(par 0.50D)

**Matériau / Teneur H2O**  
somofilcon A / 56%

**Axe**  
10° to 180°  
(10° steps)

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.3mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Oui  
**Teinte de visibilité** Non  
**Conception**  
Asphérique

### clariti<sup>®</sup> 1 day multifocal



Bonne perméabilité à l'oxygène,<sup>2</sup> confort et excellent rapport qualité-prix<sup>†</sup> en lentilles de contact journalières.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
-6.00D à +5.00D

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 5  
lot de 30

**Addition**  
Low: jusqu'à  
+2.25D  
  
High :  
+2.50D to  
+3.00D

**Matériau / Teneur H2O**  
somofilcon A / 56%

**Conception**  
Progressive  
centrale à distance  
intermédiaire et  
périphérique

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.1mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Oui  
**Teinte de visibilité** Non

## Gamme Biofinity®

### Biofinity Energys®



**Calendrier de port**  
Journalières ou port prolongé 29 nuits

**Puissance sphérique**  
-12.00D à +8.00D  
(par pas de 0,50D après +/- 6,00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 6

**Conception**  
Asphérique  
Digital Zone Optics® lens design

**Matériau / Teneur H2O**  
comfilcon A / 48%

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.0mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Non  
**Teinte de visibilité** Oui

Les seules lentilles de contact au monde avec Digital Zone Optics™. Conçues pour la vie connectée

### Biofinity®



**Calendrier de port**  
Journalières ou port prolongé 29 nuits

**Puissance sphérique**  
-12.00D à +8.00D  
(par 0.50D de +/- 6.00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 3

**Conception**  
Asphérique

**Matériau / Teneur H2O**  
comfilcon A / 48%

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.0mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Non  
**Teinte de visibilité** Oui

Lentilles de contacts mensuelles haute technologie conçues pour offrir un confort longue durée et une vision performante<sup>3-5</sup>

### Biofinity® toric



**Calendrier de port**  
Journalières ou port prolongé 29 nuits

**Puissance sphérique**  
-10.00D to +8.00D  
(par 0.50D au-delà de +/-6.00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 3

**Puissance cylindrique**  
-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Matériau / Teneur H2O**  
comfilcon A / 48%

**Axe**  
10° to 180°  
(10° steps)

**Rayon de courbure** 8.7mm  
**Diamètre** 14.5mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Non  
**Teinte de visibilité** Oui  
**Conception**  
Optimised Toric Lens Geometry™

Lentilles de contact mensuelles haute technologie pour corriger l'astigmatisme, pour un confort longue durée et une vision performante<sup>6-8</sup>

## Biofinity® multifocal



Les lentilles de contact Biofinity® multifocal de CooperVision sont des lentilles haute technologie pour les porteurs de plus de 40 ans pour des performances visuelles à toutes les distances.

**Calendrier de port**  
Journalières ou port prolongé 29 nuits

**Puissance sphérique**  
+6.00D à -10.00D  
(par 0.50D après -6.00D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 3

**Ajouter de la puissance**  
-0.75 à -2.25  
(par 0.50D)

**Matériau / Teneur H2O**  
comfilcon A / 48%

**Conception**  
Lentille D  
Lentille N

**Rayon de courbure** 8.6mm

**Diamètre** 14.0mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

## Biofinity® toric multifocal



Conçues pour suivre l'évolution de votre vision.

**Calendrier de port**  
Mensuel

**Puissance sphérique**  
-10.00D à -6.50D  
(par 0.50D)  
  
-6.00D à +6.00D  
(par 0.25D)  
  
+6.50D à +10.00D  
(par 0.50D)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 3

**Puissance cylindrique**  
-0.75 à -5.75  
(par 0.50)

**Ajouter de la puissance**  
+1.00  
+1.50  
+2.00  
+2.50

**Matériau / Teneur H2O**  
comfilcon A / 48%

**Axe**  
5° à 180°  
(par 5°)

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.5mm


**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

## Brilliant Futures™ avec le programme de gestion de la myopie

### MiSight® 1 day



Les lentilles de contact jetables journalières adaptées aux enfants sont indiquées pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants.<sup>9</sup>

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**  
-0.25 à -6.00  
(par 0.25)

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Matériau / Teneur H2O**  
omafilcon A

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

## Gamme Proclear®

### Proclear® 1 day



Vision claire,\* facilité d'utilisation et confort, pour les porteurs de lentilles de contact qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Matériau / Teneur H2O**  
omafilcon A / 60%

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** 2  
(Food and Drug Administration)

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**  
-12.00D à +8.00D  
(-6.00D à +5.00D par 0.25D; par 0.50D au-delà; sauf +0.25D)

**Conception**  
Asphérique

### Proclear® 1 day multifocal



Praticité et confort pour les porteurs de lentilles de contact multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 30

**Matériau / Teneur H2O**  
omafilcon A / 60%

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** 2  
(Food and Drug Administration)

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**  
-10.00D à +6.00D  
(par 0.25D; par 0.50D après -6.00D)

**Ajouter de la puissance**  
Single power profile

**Conception**  
Asphérique centrale de près

### Proclear®



Une vision claire<sup>10</sup> et confortable pour les porteurs de lentilles de contact qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**  
lot de 3  
lot de 6

**Matériau / Teneur H2O**  
omafilcon B / 62%

**Rayon de courbure** 8.6mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** 2  
(Food and Drug Administration)

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**  
-20.00D à +20.00D  
(par 0.50D de +/- 6.00D)

**Conception**  
Sphere

## Proclear® toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact astigmatiques qui souffrent de sécheresse oculaire.

<b>Calendrier de port</b> Journalière	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 3	<b>Matériau / Teneur H2O</b> omafilcon B / 62%	<b>Rayon de courbure</b> 8.4, 8.8mm
<b>Puissance sphérique</b> -10.00D à +10.00D (par 0.50D, par 0.25D de -6.50 à +6.00D)	<b>Puissance cylindrique</b> -0.75 to -5.75 (par 0.50D)	<b>Axe</b> 10° to 180° (10° steps)	<b>Diamètre</b> 14.4mm
		5° to 180° (5° steps)	<b>Groupe FDA</b> (Food and Drug Administration) 2
		5° to 180° (5° steps)	<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Proclear® multifocal



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

<b>Calendrier de port</b> Journalière	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 3	<b>Matériau / Teneur H2O</b> omafilcon B / 62%	<b>Rayon de courbure</b> 8.7mm
<b>Puissance sphérique</b> -20.00D à +20.00D (par 0.50D de +/- 6.50D)	<b>Ajouter de la puissance</b> +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	<b>Conception</b> Lentille D Lentille N	<b>Diamètre</b> 14.4mm
			<b>Groupe FDA</b> (Food and Drug Administration) 2
			<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Proclear® multifocal toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact multifocales astigmatiques et souffrant de sécheresse oculaire.

<b>Calendrier de port</b> Journalière	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 3	<b>Matériau / Teneur H2O</b> omafilcon B / 62%	<b>Rayon de courbure</b> 8.4, 8.8mm
<b>Puissance sphérique</b> -20.00D à +20.00D (par 0.50D de +/- 6.50D)	<b>Puissance cylindrique</b> -0.75 à -5.75 (par 0.50D)	<b>Axe</b> 5° à 180° (5° steps)	<b>Diamètre</b> 14.4mm
	<b>Ajouter de la puissance</b> +1.00 to +2.50 (par 0.50D)	<b>Conception</b> Lentille D Lentille N	<b>Groupe FDA</b> (Food and Drug Administration) 2
			<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Gamme Biomedics®

### Biomedics® 55 Evolution



#### Calendrier de port

Journalière

#### Options concernant la taille du carton

lot de 3  
lot de 6

#### Matériau / Teneur H2O

ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure** 8.6, 8.8, 8.9mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug  
Administration) 4

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de  
visibilité** Oui

#### Puissance sphérique

-10.00D à +8.00D  
(par 0.25 de de  
-6.00 à +5.00D, par  
0.50 au delà)

#### Conception

Asphérique

Conçues pour le confort et la  
performance à un prix abordable

### Biomedics® toric



#### Calendrier de port

Journalière

#### Options concernant la taille du carton

lot de 3  
lot de 6

#### Matériau / Teneur H2O

ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.5mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug  
Administration) 4

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de  
visibilité** Oui

#### Puissance sphérique

-9.00D à +6.00D  
(par 0.25D de  
-6.00D à +5.00D ;  
par 0.50D au-delà)

#### Puissance cylindrique

-0.75 à -2.25  
(par 0.50D)

#### Axe

10° à 180°  
(par 10°)

Les lentilles de contact abordables  
pour les porteurs astigmatés

<sup>1</sup> Prix moyen observé en 2017 dans les points de vente en France métropolitaine (hors Corse et DROM-COM) - Toutes les enseignes nationales intégrées : GrandVision, Optical Center, Aelou & Indépendants - Sauf Internet. 2500 magasins inclus. 1,40€ TTC par paire par jour pour les lentilles clariti® 1 day sphère moyenne boîtes de 30 et de 90 - moyenne des prix réalisée en fonction du volume sur l'année par GFK - GFK déc 2017. clariti® 1 day toric : 2,00€ TTC par jour par paire, clariti® 1 day multifocal 2,40€ TTC par jour par paire.

<sup>2</sup> Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467-472.

<sup>3</sup> CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.

<sup>4</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.

<sup>5</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.

<sup>6</sup> Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014;37:346-350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatism and Proclear® Toric.

<sup>7</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.

<sup>8</sup> CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for astigmatism over one month of wear.

<sup>9</sup> Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556-567.

<sup>10</sup> CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N = 40 & n = 20.

\*Basé sur le prix de vente conseillé par CooperVision. Le prix de vente est laissé à l'entière discrétion du détaillant. Les informations ci-dessus ne sont pas destinées à influencer les prix du détaillant.

\* En raison de l'optique asphérique.

\*\* Mise en garde : Les lentilles de contact absorbant les UV ne remplacent pas les dispositifs oculaires de protection anti-UV, notamment les lunettes de soleil ou de sécurité avec filtre anti-UV, dans la mesure où elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil et la zone alentour. Les patients doivent continuer à utiliser les dispositifs oculaires anti-UV qui leur ont été recommandés.