

Biomedics® 55 evolution



Ontworpen voor comfort en prestaties tegen een betaalbare prijs



Als je op zoek bent naar hoogwaardige contactlenzen die betaalbaar zijn en met speciale aandacht voor comfort zijn ontworpen, bekijk dan CooperVision® Biomedics® 55 Evolution contactlenzen.

Deze contactlenzen bieden een duidelijk, scherp zicht voor bijziende en verziende dragers. Biomedics 55 Evolution lenzen zijn ontworpen om de interactie tussen je oogleden en je contactlenzen te minimaliseren, waardoor je kunt genieten van een comfortabele ervaring bij het dragen van lenzen.

Vervangingschema



Elke maand

Correcties



Bijziend



Verziend

Kenmerken die je geweldig zult vinden

- Het Aberration Neutralizing System™ is ontworpen om de zichtkwaliteit te verbeteren door het minimaliseren van een optische onvolkomenheid* die vaak in de ogen wordt aangetroffen.[†]
- UV-blokker helpt je ogen te beschermen tegen ultraviolette straling, wat de gezondheid van je ogen ondersteunt.[†]

* Sferische afwijking.

† Waarschuwing: UV-absorberende contactlenzen zijn geen vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals UV-absorberende veiligheidsbrillen o het oog en het omliggende gebied niet volledig bedekken. Patiënten moeten de UV-absorberende brillen blijven gebruiken zoals voorgeschreven.

Referentie:

1. Kollbaum P and Bradley A. Aspheric contact lenses: fact and fiction. Contact Lens Spectrum 2005;20:34-9.

©2021 CooperVision

Biomedics® en CooperVision® zijn geregistreerde handelsmerken van The Cooper Companies, Inc. en haar dochterondernemingen. Aberration Neutralizing System™ is een handelsmerk van The Cooper Companies, Inc. en haar dochterondernemingen.