



CooperVision®  
Live Brightly.®

# Guide des spécifications du produit



## Gamme MyDay®

### Lentilles journalières MyDay®



Lentilles de contact journalières de haute performance pour porteurs exigeants.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
-10.00D à +6.00D  
(par 0.50D de  
-6.00D à +5.00D)

**Options concernant la taille du carton**


lot de 30

**Conception**  
Asphérique

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
stenfilcon A / 54%

**Rayon de courbure** 8.4mm  
**Diamètre** 14.2mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Oui  
**Teinte de visibilité** Oui

### Lentilles journalières MyDay® toric



Lentilles de contact journalières de haute performance pour les porteurs astigmatés.

**Calendrier de port**  
Journalières jetables

**Puissance sphérique**  
+0.50 à +6.00dpt  
(par 0.50dpt)  
  
Plano à -6.00dpt  
(par 0.25dpt)  
  
6.50dpt à  
-10.00dpt  
(par 0.50dpt)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30

**Puissance cylindrique**  
-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
stenfilcon A / 54%

**Axe**  
10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°,  
110°, 160°,  
170°, 180°

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.5mm  
**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy  
**Filtre UV\*** Oui  
**Teinte de visibilité** Oui  
**Conception**  
Optimised  
Toric Lens  
Geometry™

## Gamme clariti<sup>®</sup> 1 day

### clariti<sup>®</sup> 1 day



Haute transmissibilité de l'oxygène,<sup>1</sup> confort, excellent rapport qualité-prix<sup>†</sup> et la praticité d'une lentille de contact journalières.

#### Calendrier de port

Journalière

#### Options concernant la taille du carton

lot de 30

#### Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O

somofilcon A / 56%

#### Rayon de courbure

8.6mm

#### Diamètre

14.1mm

#### Groupe FDA (Food and Drug Administration)

SiHy

#### Filtre UV\*

Oui

#### Teinte de visibilité

Non

#### Puissance sphérique

-10.00 à +8.00 D  
(par 0.50D de +/- 6.00D)

#### Conception

Asphérique

### clariti<sup>®</sup> 1 day toric



Haute transmissibilité de l'oxygène,<sup>1</sup> confort, excellent rapport qualité-prix<sup>†</sup> et la praticité d'une lentille de contact journalières.

#### Calendrier de port

Journalière

#### Options concernant la taille du carton

lot de 5  
lot de 30

#### Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O

somofilcon A / 56%

#### Rayon de courbure

8.6mm

#### Diamètre

14.3mm

#### Groupe FDA (Food and Drug Administration)

SiHy

#### Filtre UV\*

Oui

#### Teinte de visibilité

Non

#### Conception

Prisma

#### Puissance sphérique

+0.00 t/m -6.00D  
(0.25D)

#### Puissance cylindrique

-0.75  
-1.25  
-1.75

#### Axe

10°, 20°, 30°,  
40°, 50°, 60°,  
70°, 80°, 90°,  
100°, 110°, 120°,  
130°, 140°, 150°,  
160°, 170°, 180°

+0.00D t/m -6.00D  
(0.25D)

-2.25

10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°,  
110°, 160°, 170°,  
180°

-6.50D t/m -9.00D  
(0.50D)  
(par 0.50D)

-0.75  
-1.25  
-1.75

10°, 20°, 60°,  
70°, 80°, 90°,  
100°, 110°, 120°,  
160°, 170°, 180°

-6.50D t/m -9.00D  
(0.50D)

-2.25

10°, 20°, 90°,  
160°, 170°, 180°

+0.25D t/m  
+4.00D  
(0.25D)

-0.75  
-1.25  
-1.75

10°, 20°, 70°,  
80°, 90°, 100°,  
110°, 160°, 170°,  
180°

## clariti® 1 day multifocal



Bonne perméabilité à l'oxygène,<sup>1</sup> confort et excellent rapport qualité-prix<sup>+</sup> en lentilles de contact journalières.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

-6.00 à +5.00 D

**Options concernant la taille du carton**

lot de 5  
lot de 30

**Ajouter de la puissance**

Faible : jusqu'à +2,25 D

Élevée : +2,50 D à +3,00 D

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
somofilcon A / 56%

**Conception**

Progressive centrale à distance intermédiaire et périphérique

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.1mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Non

## Gamme Biofinity®

### Biofinity Energys®



Les seules lentilles de contact au monde avec Digital Zone Optics™. Conçues pour la vie connectée.

**Calendrier de port**  
Port journalier ou jusqu'à 29 nuits/30 jours sur prescription médicale

**Puissance sphérique**

De +8,00 à -12,00D (par pas de 0,50D après +/- 6,00D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Conception**

Digital Zone Optics™

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
comfilcon A / 48%

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.0mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

### Biofinity®



Lentilles de contact mensuelles haute technologie conçues pour offrir un confort longue durée et une vision performante<sup>2-4</sup>

**Calendrier de port**  
Port journalier ou jusqu'à 29 nuits en port flexible

**Puissance sphérique**

-12.00D à +8.00D (par 0.50D après +/-6.00D)

-12.50D à -20.00D  
+8.00D à +15.00D (par 0.50D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Conception**

Face antérieure asphérique

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
comfilcon A / 48%


**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.0mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

## Biofinity® toric



Lentilles de contact mensuelles haute technologie pour corriger l'astigmatisme, pour un confort longue durée et une vision performante.<sup>2,5-6</sup>

<b>Calendrier de port</b> Port journalier ou port flexible jusqu'à 29 nuits	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 6	<b>Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O</b> comfilcon A / 48%	<b>Rayon de courbure</b> 8.7mm
<b>Puissance sphérique</b> -10.00D à +8.00D (par 0.50D après +/-6.00D)	<b>Puissance cylindrique</b> -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	<b>Axe</b> 10° à 180° (par 10°)	<b>Diamètre</b> 14.5mm
<b>Puissance sphérique</b> +10.00D à +8.50D (par pas de 0.50D)	<b>Puissance cylindrique</b> -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	<b>Axe</b> Tous par 5°	<b>Groupe FDA (Food and Drug Administration)</b> SiHy
<b>Puissance sphérique</b> +10.00D à -10.00D (par pas de 0.50D après +/-6.00D)	<b>Puissance cylindrique</b> -2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75	<b>Axe</b> Tous par 5°	<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui
			<b>Conception</b> Optimised Toric Lens Geometry™

## Biofinity® multifocal



Lentilles de contact mensuelles haute technologie pour la presbytie, pour un port confortable<sup>2</sup> et une vision nette à toutes les distances<sup>7</sup>

<b>Calendrier de port</b> Port journalier ou port flexible jusqu'à 29 nuits	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 6	<b>Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O</b> comfilcon A / 48%	<b>Rayon de courbure</b> 8.6mm
<b>Puissance sphérique</b> -10.00D à +6.00D (par 0.25D)	<b>Ajouter de la puissance</b> +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	<b>Conception</b> Lentille D Lentille N	<b>Diamètre</b> 14.0mm
			<b>Groupe FDA (Food and Drug Administration)</b> SiHy
			<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Biofinity® toric multifocal



Conçues pour suivre l'évolution de votre vision.

**Calendrier de port**  
Mensuelle

**Puissance sphérique**  
-10.00 à -6.50  
(par 0.50D)

-6.00 à +6.00  
(par 0.25D)

+6.50 à +10.00  
(par 0.50D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Puissance cylindrique**  
-0.75 to -5.75  
(0.50 steps)

**Ajouter de la puissance**

+1.00  
+1.50  
+2.00  
+2.50

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
comfilcon A / 48%

**Axe**  
5° à 180°  
(par 5°)

**Rayon de courbure** 8.7mm  
**Diamètre** 14.5mm


**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

## Gamme Avaira Vitality™

### Avaira Vitality™



Haute performance. Valeur exceptionnelle.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**  
+8.00D à -12.00D  
(par pas de 0,50D après +/- 6,00D)

No plano

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Conception**

Face antérieure asphérique

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
fanfilcon A / 55%


**Rayon de courbure** 8.4mm  
**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

### Avaira Vitality™ toric



Haute performance. Valeur exceptionnelle.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**  
+6.00D à -6.00D  
(0.25D après)

-6.50D à -10.00D  
(0.50D après)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Puissance cylindrique**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
enfilcon A / 46%

**Axe**  
10° à 180°  
(par 10°)

**Conception**  
Optimised Toric Lens Geometry™

**Rayon de courbure** 8.5mm  
**Diamètre** 14.5mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

## Brilliant Futures™ avec le programme de gestion de la myopie MiSight®

### Brilliant Futures™ avec le programme de gestion de la myopie MiSight®



**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
omafilcon A

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**

-0.25 à -6.00  
(par 0.25)

Endagslinser med dokumenteret bremsende effekt på udviklingen af nærsynethed hos børn.<sup>8</sup>

## Live®

### Live®



**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
somofilcon A / 56%

**Rayon de courbure** 8.6mm

**Diamètre** 14.0mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) SiHy

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui


**Puissance sphérique**

-10.00 à +8.00  
(0.50D steps after +6.00D and -6.00D)

Les lentilles en silicone hydrogel vous laissent vivre comme vous le souhaitez.

## Gamme clariti®

### clariti® elite



Excellent rapport qualité-prix, haute respirabilité et confort tout au long de la journée.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

+8.00D to -10.00D  
(0.50D steps after  
+6.00D and  
-8.00D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 3  
lot de 6

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**

somofilcon A / 56%

**Rayon de courbure**

8.6mm

**Diamètre**

14.2mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration)

SiHy

**Filtre UV\***

Oui

**Teinte de visibilité**

Non

### clariti® toric



Excellent rapport qualité-prix, grande respirabilité et confort tout au long de la journée.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

+6.00D to -9.00D  
(0.50D steps after  
-8.50D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 3  
lot de 6

**Puissance cylindrique**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**

somofilcon A / 56%

**Axe**

10° à 180°  
(par 10°)

**Rayon de courbure**

8.7mm

**Diamètre**

14.4mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration)

SiHy

**Filtre UV\***

Oui

**Teinte de visibilité**

Non

### clariti® multifocal



Excellent rapport qualité-prix, grande respirabilité et confort tout au long de la journée.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

+6.00D to -8.00D  
(0.50D steps after  
-6.50D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 3  
lot de 6

**Ajouter de la puissance**

Faible : jusqu'à  
+2,25 D

Élevée : +2,50  
D à +3,00 D

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**

somofilcon A / 56%

**Conception**

Progressive  
centrale à distance  
intermédiaire et  
périphérique

**Rayon de courbure**

8.7mm

**Diamètre**

14.2mm

**Groupe FDA**  
(Food and Drug Administration)

SiHy

**Filtre UV\***

Oui

**Teinte de visibilité**

Non



## Gamme Proclear®

### Proclear® 1 day



Vision claire<sup>†</sup>, facilité d'utilisation et confort, pour les porteurs de lentilles de contact qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

-12.00D à +8.00 D  
(-6.00D à +5.00 D par 0.25D; par 0.50D au-delà; sauf +0.25D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30  
lot de 90

**Conception**

Face antérieure asphérique  
Monocourbe postérieure

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
omafilcon A / 60%

**Rayon de courbure** 8.7mm  
**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

### Proclear® 1 day multifocal



Praticité et confort pour les porteurs de lentilles de contact multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

-10.00D à +6.00D  
(par 0.25D; par 0.50D après -6.00D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30

**Conception**

Profil de progression unique

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
omafilcon A / 60%

**Rayon de courbure** 8.7mm  
**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

### Proclear®



Une vision claire<sup>9</sup> et confortable pour les porteurs de lentilles de contact qui souffrent de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Puissance sphérique**

-20.00 à +20.00 D  
(par 0.50D de +/- 6.00D)

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Conception**

Tricourbe antérieure

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
omafilcon B / 62%

**Rayon de courbure** 8.6mm  
**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

## Proclear® toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact astigmatiques qui souffrent de sécheresse oculaire.

<b>Calendrier de port</b> Journalière	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 3 lot de 6	<b>Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O</b> omafilcon B / 62%	<b>Rayon de courbure</b> 8.8mm
<b>Puissance sphérique</b> -8.00D à +6.00D (par 0.25D de -6.50D à +6.00D, par 0.50D au delà)	<b>Puissance cylindrique</b> -0.75 -1.25 -1.75 -2.25	<b>Axe</b> 10° à 180° (par 10°)	<b>Diamètre</b> 14.4mm
-10.00D à +10.00D (par 0.25D)	-2.75 à -5.75D (par 0.50D)	5° à 180° (par 5°)	<b>Groupe FDA</b> (Food and Drug Administration) 2
-6.50D à +6.00D (par 0.50D au delà)	-2.75 à -5.75D (par 0.50D)	5° à 180° (par 5°)	<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Proclear® multifocal



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact multifocales qui souffrent de sécheresse oculaire.

<b>Calendrier de port</b> Journalière	<b>Options concernant la taille du carton</b> lot de 6	<b>Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O</b> omafilcon B / 62%	<b>Rayon de courbure</b> 8.7mm
<b>Puissance sphérique</b> -8.00D à +6.00D (par 0.25D de -6.50D à +6.00D, par 0.50D au delà)	<b>Ajouter de la puissance</b> +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	<b>Conception</b> Lentille D Lentille N	<b>Diamètre</b> 14.4mm
-20.00D à -8.00D par 0.50D et	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50		<b>Groupe FDA</b> (Food and Drug Administration) 2
+6.00D à +20.00D par 0.50D	+1.00 +1.50 +2.00 +2.50		<b>Filtre UV*</b> Non
			<b>Teinte de visibilité</b> Oui

## Proclear<sup>®</sup> multifocal toric



Permet d'offrir un confort tout au long de la journée aux porteurs de lentilles de contact multifocales astigmatiques et souffrant de sécheresse oculaire.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 3

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
omafilcon B / 62%

**Rayon de courbure** 8.4, 8.8mm

**Diamètre** 14.4mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 2

**Filtre UV\*** Non

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**

-20.00D à +20.00D  
(par 0.50D après +/-6.50D)

**Puissance cylindrique**

-0.75 à -5.75  
(par 0.50D)

**Axe**


5° à 180°  
(par 5°)

**Conception**

Lentille D  
Lentille N

## Gamme Biomedics<sup>®</sup>

### Biomedics<sup>®</sup> 1 day Extra



Plus de confort, préféré par les porteurs de lentilles.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30  
lot de 90

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.2mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 4

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui


**Puissance sphérique**

+5.00D à -10.00D  
(par 0.50D de +5.00D à -6.00D)

**Conception**

FS: Tri-curve

### Biomedics<sup>®</sup> 1 day Extra toric



Performance, de valeur et de commodité pour ceux qui souffrent d'astigmatisme.

**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 30  
lot de 90

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**  
ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure** 8.7mm

**Diamètre** 14.5mm

**Groupe FDA** (Food and Drug Administration) 4

**Filtre UV\*** Oui

**Teinte de visibilité** Oui

**Puissance sphérique**

Plano à -10.00D  
(par 0.25D ; par 0.50D de -6.50D)

**Puissance cylindrique**

-0.75  
-1.25  
-1.75

**Axe**

20°, 90°, 160°, 180°

## Biomedics<sup>®</sup> 55 Evolution



**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**

ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure**

8.6, 8.8 (puissances positives), 8.9mm (puissances négatives)

**Diamètre**

14.2mm

**Groupe FDA (Food and Drug Administration)**

4

**Filtre UV\***

Oui

**Teinte de visibilité**

Oui

**Puissance sphérique**

-10.00D à +8.00D  
(par 0.25D de -6.00D à +5.00D, par 0.50D au delà)

**Conception**

Asphérique antérieure  
Monocourbe postérieure

Conçues pour le confort et la performance à un prix abordable.

## Biomedics<sup>®</sup> toric



**Calendrier de port**  
Journalière

**Options concernant la taille du carton**

lot de 6

**Matériau / Teneur H<sub>2</sub>O**

ocufilcon D / 55%

**Rayon de courbure**

8.7mm

**Diamètre**

14.5mm

**Groupe FDA (Food and Drug Administration)**

4

**Filtre UV\***

Oui

**Teinte de visibilité**

Oui

**Puissance sphérique**

-9.00 à +6.00 D  
(par 0.25D de -6.00D à +5.00D ; par 0.50D au-delà)

**Puissance cylindrique**

-0.75  
-1.25  
-1.75  
-2.25

**Axe**

10° à 180°  
(par 10°)

Les lentilles de contact abordables pour les porteurs astigmatés.

<sup>†</sup> En usage quotidien.

<sup>‡</sup> En raison de l'optique asphérique.

<sup>1</sup> Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygen During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467-472.

<sup>2</sup> CooperVision data on file. 2006. Aquaform<sup>®</sup> Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.

<sup>3</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity<sup>®</sup> spherical contact lens compared to Air Optix<sup>®</sup> Aqua spherical lenses over one month of wear.

<sup>4</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity<sup>®</sup> spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.

<sup>5</sup> CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity<sup>®</sup> toric compared to AIR OPTIX<sup>®</sup> for ASTIGMATISM contact lens over one month of wear.

<sup>6</sup> CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity<sup>®</sup> toric compared to ULTRA<sup>®</sup> for astigmatism over one month of wear.

<sup>7</sup> CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal<sup>®</sup> compared to ACUVUE<sup>®</sup> Oasys for Presbyopia, AIR OPTIX<sup>®</sup> for Presbyopia and PureVision<sup>®</sup> Multi-Focal.

<sup>8</sup> Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight<sup>®</sup> lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556-567.

<sup>9</sup> CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N = 40 & n = 20.

\* Les lentilles de contact qui bloquent les UV fournissent une protection contre les radiations UV nocives pour l'œil, mais ne remplacent pas les dispositifs oculaires de protection anti-UV, notamment les lunettes de soleil ou de sécurité avec filtre anti-UV, dans la mesure où elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil ou la zone alentour. Continuez à porter des lunettes avec filtre anti-UV comme indiqué par votre ophtalmologue